

# 放射能検査 申込書



放射線検査分析室  
山梨県南アルプス市有野499-1  
TEL : 055-285-3111  
FAX : 055-285-3114  
[info@fujishukin.co.jp](mailto:info@fujishukin.co.jp)

申込日	平成	年	月	日
氏名/法人名	様			
住所	〒			
TEL			FAX	

## 1. 検体の情報等

検体の名称	<input type="checkbox"/> 椎茸 ( <input type="checkbox"/> 生 <input type="checkbox"/> 干 ) ( <input type="checkbox"/> 林内 <input type="checkbox"/> ハウス ) _____年木_____回目 ※干椎茸は原則水戻しして、測定致します。	<input type="checkbox"/> ホダ木 ( <input type="checkbox"/> 林内 <input type="checkbox"/> ハウス ) _____年木_____回使用 ※未乾燥の場合、乾燥料を頂くことがございます。	
	<input type="checkbox"/> 原木 ※未乾燥の場合、乾燥料を頂くことがございます。	<input type="checkbox"/> その他	
採取場所	<input type="checkbox"/> 住所と同じ	都道 府県	市町 村
採取日	平成 年 月 日		
検体量	<input type="checkbox"/> 生椎茸600g <input type="checkbox"/> 干椎茸200g <input type="checkbox"/> 原木オガ300g(乾重) <input type="checkbox"/> ホダ木オガ300g(乾重) <input type="checkbox"/> その他( ml・g)		
備考			

報告書の下限值表記 【椎茸のみ】	<input type="checkbox"/> 25Bq/kg	<input type="checkbox"/> 10Bq/kg	<input type="checkbox"/> 実測値
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

※例：10Bq/kgを選択した場合、検体の測定値が10Bq/kg未満の時に、報告書の表記は「下限値未満」となります。

※特に指定のない場合は、実測値で報告させていただきます。

※下限値により検体の測定時間が異なります。

※測定方法は「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に準拠して行います。

※干椎茸は、5.7倍になるように水戻ししてから測定いたします。

## 2. 検体の返却について

- 原則として弊社で廃棄させていただきます。
- 検体の返却を希望される場合、印を入れてください  (送料着払い)

## 3. ご利用にあたって

- 原木・楢木の測定方法については、農林水産省林野庁制定の「きのこ原木及び菌床用培地中の放射性セシウム測定のための検査方法」(平成23年10月31日付け23生産第4952号・23林政経第229号)または弊社ホームページ「放射能測定サービスの詳細について」に基づいてご準備をお願いいたします。
- 測定方法は厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に準拠して行います。因みに、スクリーニングレベルは50Bq/kgです。50Bq/kg以上100Bq/kg未満の場合はゲルマニウム半導体測定器での精密検査が必要となります。

## 測定機器

EMF211型 ガンマ線スペクトロメータ

26FS0707

弊社営業担当者	
---------	--